

“Low Wattage Intravenous Laser” is a completely new method in delivering treatment for Chronic and Acute Diseases that do not respond well to the normal treatment. The light energy is delivered via Fiber optic catheter into the blood. It rejuvenates the cells in the body, starting with the blood cells. The increased energy in the cells spread to the rest of the body making them function better while combating any abnormal tendency.

It's Anti – Inflammatory and Analgesic effects have made it particularly effective in treating Chronic pain. All types of Chronic pain from Migraine to musculo – skeletal to chronic wounds have responded well to I.V. Laser without the use of oral medication being necessary.

**Course of R<sub>x</sub>** a course of 30 hrs is recommended with one hour per day for 10 days then a rest of 10 days to be followed by the 2<sup>nd</sup> 10 hours then a rest of 10 more days followed by another 10 hrs. The energy will last for 4 – 6 months and should then be followed by another 30 hrs course. Excellent results have been achieved from this systematic therapy with cessation of all medications.



**PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL**  
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

255/4 Moo 9 Soi Pattaya 4 Pattaya 2<sup>nd</sup> Rd.  
Nongprue Banglamung Chonburi 20150  
Tel : (66 38) 42-8374 Fax : (66 38) 42-2773  
E-mail : picpih@pih.co.th www.pih.co.th  
www.wf-laser.com



โรงพยาบาลพญาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิทอล  
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  
**PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL**  
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

**INTRAVENOUS LASER**  
(BIO-ILIB MODEL : YJ-ILIB-5)



**The New Treatment**  
of **All Chronic Pain**  
Including **Migraine.**  
**No Medication Necessary.**  
**Talk to Our Doctors**

## แสงเลเซอร์ที่มีพลังต่ำ (Low Wattage)

เป็นวิธีการใหม่ในการรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้รับผลจากการรักษาวิธีธรรมดา พลังจากแสงเลเซอร์จะผ่านเข้าสู่เลือดโดยผ่านเส้นไฟเบอร์ออปติกจะพุ่งไปสู่เซลล์ในร่างกายและเพิ่มพลังในเซลล์แต่ละชนิด เริ่มด้วยเซลล์ในเส้นเลือดก่อน เมื่อพลังเพิ่มขึ้นในเซลล์ก็จะทำให้เซลล์นั้นสามารถทำงานได้ดีกว่าปกติ



**การลดการอักเสบ** และอาการปวดโดยแสงเลเซอร์พลังต่ำได้นำวิธีการใหม่นี้มาสู่วงการแพทย์ในหลายประเทศการรักษาอาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดหัว (ไมเกรน) ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ หรือกระดูก ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งจากวิธีนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาช่วย

**วิธีการนำแสงเลเซอร์เข้าสู่เลือดเพื่อการรักษา** ต้องทำเป็นชุด ชุดละ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 10 ชั่วโมง โดยให้พลังเลเซอร์ 1 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 10 วันติดต่อกัน และเว้น 10 วัน โดยเว้น 10 วัน แล้วตามด้วย 10 วันครั้งที่ 2 เว้น 10 วัน แล้วตามด้วย 10 วันครั้งที่ 3 พลังงานที่เข้าสู่ร่างกายในแต่ละชุดนั้น จะอยู่ในร่างกายได้ประมาณ 4 – 6 เดือน แล้วแต่คนใช้ และควรจะมาเติมพลังอย่างที่ได้กล่าวมา

**ผลการรักษาที่ดี** และเป็นที่น่าพอใจได้เกิดจากพลังเลเซอร์ต่ำโดยในระหว่างที่คนไข้ได้รับพลังนี้ ไม่จำเป็นต้องทานยาอย่างที่เคยมแต่อย่างใด ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของคนไข้ ญาติ และครอบครัว



**นวัตกรรม  
การรักษาแบบใหม่  
สำหรับการลดอาการปวดเรื้อรัง  
รวมทั้งไมเกรน  
โดยทิ้งการใช้ยา**

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดปรึกษาแพทย์ได้ทุกวัน